

کانتکت و کانتورهای بسیار دقیق در دستان شما




Palodent® Plus
Sectional Matrix System

Palodent® 360
Circumferential Matrix System

A tight seal. Predictable contacts. The right contours for clinical success.



از دندانپزشکان اعلام کردند
که در حداقل ۱ کیس از ۱۰ کیس
درمان کلاس II ، دستیابی به
ایزولاسیون مناسب
به سختی امکانپذیر است^۱



از دندانپزشکان اعلام
کردند که ایجاد
کانتکت مناسب
چالش برانگیزترین قسمت
درمان کلاس II آنهاست

سیستم ماتریکس Palodent® به شما در جهت دستیابی به ایزولاسیونی قابل اعتماد با سیل جینجیوالی نفوذ ناپذیر ، کمک شایانی مینماید . با طراحی جدید و پیشرفته ای که کمپانی Dentsply Sirona در مورد سیستم های سکشنال ماتریکس خود به کار گرفته ، امکان بازآفرینی کانتکت های ایتترپروگزیمالی دقیق را ، آسان و قابل پیش بینی نموده است . ماتریکس های آناتومیکیال این سیستم بدون نیاز به هیچ ابزار و تجهیزات مازاد و دست و پا گیر ، بدون نیاز به مراحل فینیشینگ ایتترپروگزیمالی اضافی ، کانتور طبیعی و آناتومیکیال را به شما ارائه مینماید .

زمان کنار گذاشتن ماتریکس بند تافل مایر فرا رسیده است.

ماتریکس بند تافل مایر در سال ۱۹۴۶ میلادی در جهت کمک به جاگذاری آمالگام های دندانانی طراحی شد . امروزه استفاده از تکنولوژی های منسوخ شده در درمان بیماران میتواند به شکست درمان های کامپوزیت های رزینی مدرن و به روز شما منجر شود . کمپانی Dentsply Sirona همواره در تلاش است تا با بهینه سازی و بازطراحی سیستم و تکنولوژی ماتریکس ها (Sectional & Circumferential) ، همواره پیشرفته ترین و بهینه ترین سیستم های ماتریکس را در اختیار شما قرار دهد . سیستم های ماتریکس Palodent برای ترمیم های درخشان تر و ساده تر شما طراحی شده است .

ترمیم با ماتریکس بند تافل مایر

تجهیزات اضافی و دست و پاگیر با کاهش میزان دید بر روی ترمیم

عدم موفقیت در بازسازی آناتومی پروگزیمالی با افزایش ریسک فرکچر، عود مجدد پوسیدگی و بیماری های لثه ای

کانتکت های باز یا باریک در لبه های مارجین با امکان ایجاد گیر غذایی برای بیمار

نیاز به مراحل فینیشینگ اضافی


ترمیم با سیستم ماتریکس Palodent

استفاده بسیار آسان

ایجاد کانتور طبیعی

ایجاد کانتکت های طبیعی و محکم

حداقل نیاز به مراحل فینیشینگ ایتترپروگزیمالی



1. Dental Learning Systems, Direct Restorative Survey, May 2016. N=143

2. DentalTown (2012). Restorative Dentistry. Monthly Poll: What is the most challenging part of Class II Restoration?

3. Owens BM, Phebus JG, An evidence-based review of dental matrix systems , "General Dentistry," September/October 2016




سیستم سکشنال ماتریکس Palodent® Plus


جهت افزایش کیفیت درمانهای خود میتوانید با استفاده از سیستم Palodent® Plus با سهولت به کانتور طبیعی و کانتکت های محکم دست پیدا کنید .
این سیستم جهت درمانهای کامپوزیتی کلاس II دو سطحی یک انتخاب ایده آل است .

موارد استفاده از سیستم سکشنال ماتریکس Palodent® Plus :


مزیاال - اکلوزال



دیستال - اکلوزال



مزیاال - اکلوزال - دیستال




سیستم ماتریکس Palodent® 360


تنها با چرخش انگشتان خود و بدون نیاز به هیچ اپلیکاتور و یا وسیله خاص ، به کانتکتی ایده آل و کانتورهای طبیعی دست پیدا کنید . در کیس های ترمیم کلاس II که به هر دلیل امکان بکارگیری سیستم سکشنال ماتریکس وجود ندارد و یا برای مراحل کار یک درمان Core Build-up میتوانید به راحتی از سیستم Palodent® 360 استفاده نمایید .

موارد استفاده از سیستم ماتریکس Palodent® 360 :


کاسپ از دست رفته




عدم وجود دندان مجاور



دندانهای نامنظم



ایزولاسیون دندان برای کوربیلداپ



برای قراردادن سیستم ماتریکس Palodent® 360 در نواحی اینترپروگزیمال بسیار محکم ، جداسازی دندانهای مجاور به وسیله رینگ Palodent® Plus یا وج چوبی به صورت موقت قبل از جاگذاری ماتریکس پیشنهاد میشود .

نکته

سیستم ماتریکس Palodent®

کیت کامل



- ۱۰۰ عدد ماتریس Palodent® Plus عدد از هر سایز شامل : ۳/۵ ، ۴/۵ ، ۵/۵ ، ۶/۵ میلیمتر
- ۷۵ عدد وج Palodent® Plus عدد از هر سایز شامل : Large , Medium , Small
- ۳۰ عدد وج گارد Palodent® Plus عدد از هر سایز شامل : Large , Medium , Small
- ۱ عدد رینگ Palodent® Plus Universal
- ۱ عدد رینگ Palodent® Plus Narrow
- ۱ عدد فورسپس Palodent® Plus
- ۱ عدد پین توئیزر Palodent® Plus
- ۲۴ عدد ماتریس Palodent® 360 سایز ۵/۵ میلیمتر

سیستم ماتریکس Palodent® Plus

استارتر کیت



- ۲۰ عدد ماتریس Palodent® Plus شامل : ۱۵ عدد سایز ۵/۵ میلیمتر ، ۵ عدد سایز ۴/۵ میلیمتر
- ۱۵ عدد وج Palodent® Plus عدد از هر سایز شامل : Large , Medium , Small
- ۵ عدد وج گارد Palodent® Plus سایز Medium
- ۲ عدد رینگ Palodent® Plus Universal
- ۱ عدد فورسپس Palodent® Plus
- ۱ عدد پین توئیزر Palodent® Plus

سیستم ماتریکس Palodent® 360

- سایز ۴/۵ میلیمتر (۴۸ عددی)
- سایز ۵/۵ میلیمتر (۴۸ عددی)
- سایز ۶/۵ میلیمتر (۴۸ عددی)



Dentsply Sirona | 13320-B Ballantyne Corporate Place |
Charlotte, NC 28277 | 1-800-532-2855 | www.class2restorations.com

شرکت پارسه اتکال
نماینده انحصاری در ایران
۰۲۱-۲۲۳۹۶۵۰۰
پخش توسط شرکت پارسه تریتا آریانا (DDS Kala)
www.ddskaia.ir

